

Adres

Almere, 10 juli 2013

Betreft: .. vlees is vlees als er vlees op staat .. of toch niet?

Geachte heer, mevrouw,

Voedselveiligheid is een hot topic op het moment. De identificatie van vleessoorten wordt getest om consumenten ervan te verzekeren dat de producten die zij kopen veilig, gezond en correct geëtiketteerd zijn.

Clindia Benelux B.V. heeft al jaren een aantal testen voor de identificatie van paarden-, rund-, varkens-, pluimvee- en schapenvlees in het assortiment. Hieronder vallen o.a. de F.A.S.T. Immunostick Assays.

De F.A.S.T. Immunostick Assays detecteren eenvoudig, binnen 40 minuten en zonder afleesapparatuur, specifieke vleessoorten in rauw vlees.

De test vereist weinig hulpmiddelen en alle benodigde reagens wordt voorgedoseerd geleverd. De F.A.S.T. test kan worden uitgevoerd in het laboratorium, maar is door de eenvoudige werkwijze ook uitermate geschikt voor gebruik direct op de werkvloer. Een positief of negatief resultaat kan visueel worden bepaald.


- Kwalitatieve analyse
- Gevoelig en hoog specifiek
- Eenvoudig in gebruik
- Houdbaarheid > 12 maanden

Een testkit bestaat uit 5 doosjes met elk 5 testen van een bepaalde vleessoort, in totaal goed voor 25 testen. In overleg kan er eventueel een combinatie van verschillende doosjes (vleessoorten) per testkit worden besteld.

Meer weten?

Met het bijgevoegde antwoordformulier kunt u een offerte of een bezoek van een van onze accountmanagers aanvragen. Daarnaast kunt u meer informatie aanvragen over deze testen.

Met vriendelijke groet,
Clindia Benelux B.V.


Marloes van Kooten
Afdeling Marketing