

Adres

Almere, 22 juli 2013

Betreft: OSOM® Trichomonas Rapid Test – betrouwbaar en kosteneffectief

Geachte heer, mevrouw,

OSOM Trichomonas Rapid Test maakt de kwalitatieve detectie van *Trichomonas vaginalis* snel, nauwkeurig en betrouwbaar.

Deze sneltest is een immunochromatografische test die de pathogene antigenen direct vanaf de vaginale swab detecteert. De interne controles op elke teststick zorgen voor uitsluiting van ongeldige testresultaten. Bovendien is een positieve controle swab in elke testkit bijgesloten.

OSOM Trichomonas Rapid Test kan direct als routinetest buiten het laboratorium worden ingezet bij verdenking op *Trichomonas vaginalis*. Het testresultaat kan al na 10 minuten worden afgelezen, zodat de diagnose bij het eerste bezoek van de patiënt kan worden bevestigd en de behandeling ook direct kan worden gestart. Voordelen op alle fronten dus!

- Sensitiviteit: 100%^{*1)} / 95,5%^{**1)}
- Specificiteit: 99,6%^{*1)}
- Snel en eenvoudig uit te voeren
- Lange houdbaarheid
- Swabs zijn bijgeleverd

* t.o.v. kweekmethode

** t.o.v. moleculair laboratoriumonderzoek

¹⁾ Nathan, 2012

gevoeligheid < 2.500 IU per ml

Meer weten?

Met het bijgevoegde antwoordformulier kunt u meer informatie aanvragen over OSOM Trichomonas Rapid Test. Een demo-test door een van onze accountmanagers of een offerte behoort ook tot de mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Clindia Benelux B.V.



Marloes van Kooten
Afdeling Marketing