

Almere, 19 oktober 2015

Betreft: introductieaanbieding Vicam Myco6in1 LC/MS/MS
Ref.: Cli10-MYC6

het summum van
de mycotoxine
testen:
Myco6in1

Geachte xx,

Clindia Benelux B.V. is de distributeur van een aantal testproducten op het gebied van voedingsmiddelen, waaronder de mycotoxine testen van VICAM.

Myco6in1 productinformatie:

Myco6in1 + kolommen voor LC/MS/MS is een kwantitatieve methode die snel, nauwkeurig en gelijktijdig de bepaling van aflatoxine, ochratoxine A, fumonisine, deoxynivalenol, zearalenon, nivalenol, T2 en HT2 toxine levert.

De monsters worden gezuiverd door de immuno-affiniteitskolom Myco6in1 + LC/MS/MS alvorens te worden gekwantificeerd door LC of LC/MS/MS.

Artikelnummer: 20000953
Aantal kolommen: 25
€ 1.398,25 excl. BTW



VICAM is wereldwijd marktleider op het gebied van voedselveiligheid en mycotoxine testoplossingen. Het bedrijf staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke mycotoxine testen die worden toegepast in agrarische bedrijven, de voedingsmiddelenindustrie, voedingsmiddelenlaboratoria en keuringsinstanties voor het analyseren van grondstoffen en voedingsmiddelen op kwaliteit en veiligheid.

Ter introductie bieden wij u voor evaluatie eenmalig één kit aan met een korting van 25%.

Deze aanbieding is geldig t/m 30 november 2015.

Wilt u gebruik maken van deze aanbieding, vermeld op uw bestelformulier dan de code Cli10-MYC6. Uw bestelling kunt u rechtstreeks insturen via verkoop@clindia.nl.

Meer informatie over deze Vicam kolommen?

Voor vragen of meer informatie, mail uw vraag of verzoek dan naar info@clindia.nl. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,
Clindia Benelux B.V.


Magriet van der Veen
Afdeling Marketing